

Объявление № 15

от 06.05.2024 г

о проведении закупок лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг на 2024 год согласно Приложению.

Организатор: Коммунальное государственное предприятие «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: 110005 г. Костанай ул. Быковского 4, e-mail: priemnaya.odb@bk.ru, интернет-ресурс www.kodb.kz раздел «Запрос ценовых предложений», объявляет о проведении закупок лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг на 2024 год согласно Приложению

№ п/п	международные непатентованные наименования	торговое название наименования медицинского изделия	Техническая характеристика, состав	Единица измерения	объем закупок	цена за единицу	сумма	Место поставки	сроки и условия поставки
1	Трансферрин для анализатора Cobas integra в кассетах на 100 тестов		Тест in vitro для количественного определения трансферрина в моче человека на анализаторах Реагенты - рабочие растворы Фосфатный буфер: 55 ммоль/л, pH 7.2; NaCl: 25 ммоль/л; полиэтиленгликоль: 5 %; консервант R2 Антитела против трансферрина человека (кролика): зависит от титра; NaCl: 100 ммоль/л; консервант. Готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В кассетах на 100 тестов	Кассета	1	33 574,00	33 574,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
2	Стрептолизин для анализатора Cobas integra в кассетах на 100 тестов		Назначение Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты - рабочие растворы ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, pH 8.2 R2 Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. Приготовление рабочего раствора реагента. Готов к применению. Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В кассетах на 100 тестов	Кассета	3	100 639,00	301 917,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
3	С-реактивный белок для анализатора Cobas integra в кассетах на 250 тестов		Назначение: Иммунотурбидиметрический тест для количественного in vitro определения С-реактивного белка (CRP) в человеческой сыворотке и плазме с использованием системы COBAS INTEGRA 400 plus, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: Буферный раствор ТРИСа с альбумином сыворотки бычьей крови; консерванты SR Частицы латекса, покрытые анти-CRP (мышиним) в глициновом буфере; иммуноглобулины (мышьи); консервант. Реагент готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В кассетах на 250 тестов	Кассета	10	50 899,00	508 990,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
4	Ревматоидный фактор для анализатора Cobas integra в кассетах на 100 тестов		Назначение Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF-II) в сыворотке и плазме крови человека. Измерения могут быть использованы в качестве помощи при диагностике ревматоидного артрита. Реагенты - рабочие растворы R1 Глициновый буфер: 170 ммоль/л, pH 8.0; полиэтиленгликоль: 0.05 %; альбумин сыворотки бычьей крови; стабилизатор; консервант R2 Латексные частицы, покрытые IgG человека; буферный раствор глицина: 170 ммоль/л, pH 7.3; стабилизаторы, консерванты R1 находится в позиции В, R2 — в позиции С. Реагент готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В кассетах на 100 тестов	Кассета	2	36 536,00	73 072,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика

5	Ферритин для анализатора Cobas integra в кассетах на 200 тестов		Назначение Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС-буфер, pH 7.5; иммуноглобулин (кролика); консервант, стабилизаторы R3 Водная матрица, содержащая частицы латекса, покрытые противочеловеческими (кроличьими) антителами, меченными ферритином; консервант, стабилизаторы R1 находится в позиции B, R3 — в позиции C. Готов к применению. Перед установкой кассеты cobas с rack на анализатор ее содержимое необходимо тщательно перемешать. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%, в кассетах на 200 тестов	Кассета	10	180 462,00	1 840 620,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
6	Преальбумин-антистрептолизин О-церулоплазмин для калибровки количественных методов анализатора Cobas integra		Назначение (преальбумин-антистрептолизин О-церулоплазмин) предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами в соответствии с паспортами значений. Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.	Коробка	1	35 896,00	35 896,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
7	Калибратор для калибровки количественных методов анализатора Cobas integra		Назначение предназначен для калибровки количественных методов при работе с биохимическими анализаторами в соответствии с паспортами значений. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: RF в сыворотке крови человека Нереактивные компоненты: HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант. Концентрации компонентов являются специфичными для каждого лота. Точные значения калибратора приведены в доступных в электронной форме или прилагаемых паспортах значений. Значения также закодированы в прилагаемых таблицах штрих кодов калибраторов для анализаторов COBAS INTEGRA. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Перед применением осторожно перемешать. Избегайте образования пены. Прилагающиеся этикетки со штрих-кодами предназначены исключительно для идентификации калибратора автоматическими анализаторами cobas с. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Коробка	1	126 181,00	126 181,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
8	Набор контрольных материалов для анализатора Cobas integra		Назначение Набор контрольных материалов предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в паспортах значений. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Перед применением осторожно перемешать. Избегайте образования пены. Прилагаемые этикетки со штрихкодом предназначены исключительно для автоматического распознавания данного контрольного материала в системах cobas с. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Коробка	1	101 150,00	101 150,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
9	Набор PreciControl ClinChem Multi 1 для анализатора Cobas integra. 20*5 ml		Назначение: Набор Предварительный контроль ClinChem Multi 1 предназначен для использования входе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного	Коробка	1	190 315,00	190 315,00	КГП "Костанайская областная детская больница"	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика

			контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.					аптечный склад	
10	Набор PreciControl ClinChem Multi 2 для анализатора Cobas integra. 20*5 ml		Назначение: Набор Предварительный контроль ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. В упаковке 20 флаконов лиофилизированного контрольного материала для приготовления 5 мл жидкого контроля каждый. Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Коробка	1	350 637,00	350 637,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
11	Промывочный раствор для дополнительных циклов промывки для анализатора Cobas integra. 150 тестов		Промывочный раствор для дополнительных циклов промывки (Extra Wash Cycles), предназначенный для промывания пробозаборных/реактивных игл в анализаторе COBAS INTEGRA 400 plus. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л. Готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Кассета	1	5 494,00	5 494,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
12	Чистящий раствор для дополнительных циклов промывки для анализатора Cobas integra.		Назначение Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л. Готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Бут	4	17 604,00	70 420,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
13	Тест для in vitro диагностики для полуколичественного определения индексов липемии, гемолиза и иктеричности в человеческой сыворотке и плазме крови на системах cobas integra.		Тест для in vitro диагностики для полуколичественного определения индексов липемии, гемолиза и иктеричности в человеческой сыворотке и плазме крови на системах cobas c. Реагенты — рабочие растворы R1 Хлорид натрия: 9 % R1 находится в положении В и в положении С. Готов к применению. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.	Коробка	1	31 618,00	31 618,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
14	Одноразовые микропробирки для образца, калибраторов или контролей в пакетах по 1000 шт для анализатора Cobas integra.		Одноразовые микропробирки для образца, калибраторов или контролей. Изготовлены из белого диэлектрического материала, снабжены защитной крышечкой. Высота 34 мм, диаметр верхней части 10 мм. В упаковке 1000 шт. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas Integra. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. В пакетах по 1000 шт. Для анализатора Cobas integra.	Пакет	4	43 629,00	174 516,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика
15	Proteins для анализатора Cobas integra		Назначение C.f.a.s. Proteins предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Приготовление рабочего раствора реагента Продукт готов к применению. Перед применением осторожно перемешать. Избегайте образования пены. Cobas Integra. Область поставки –	Коробка	2	54 063	108 126,00	КГП "Костанайская областная детская больница" аптечный склад	Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика

для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

закупу допускаются все потенциальные поставщики, осуществляющие деятельность в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июля 2023 года № 110 утверждения правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

Сроки и условия поставки – Условия поставки DDP, по предварительной заявке заказчика по адресу Л. Беды 23 А.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно приложения №2 настоящих правил, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его **согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий** или оказать фармацевтические услуги с **соблюдением условий запроса** и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Предоставить в КГП «Костанайская областная детская больница» УЗАКО по адресу г. Костанай, ул. Уральская 32/3, отдел государственных закупок с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 14 часов 00 минут 13.05.2024 года в отдел ОГЗ.
13.05.2024 года в 15.00 вскрытие конвертов в ОГЗ.

И.о. главного врача



Ержанов Н.А.